

MshOtt 明美

—
MZX80

体视荧光显微镜

Fluorescence Stereo Microscope

—




Mshot 明美

体视荧光显微镜MZX80，在继承体视光学显微镜优异明场成像基础上，增加了荧光功能模块，多组激发波段选择，优异的性价比，是线虫、果蝇、斑马鱼、胚胎等动物活体成像，文字鉴定、朱墨时序、痕迹检验等领域研究工作者的理想之选。

特点：

- 伽利略光学系统
- LED荧光双光路设计
- 优越的变倍比
- 杰出的图像清晰度
- 性价比高



MZX80

产品参数

项目	规格	
目镜	SWF10X/24	
目镜筒	无铅观察筒，20° 倾斜，瞳距与左右目镜视度可调，瞳距调节范围55mm - 75mm	
分光器	单通路分光器	
物镜	平场消色差物镜1X，工作距离：78mm	
落射荧光照明附件	激发块	激发光波段
	蓝色 (B)	460-490nm
	绿色 (G)	510-550nm
变倍体	变倍比： 8:1 (0.8x至6.5x)	
放大倍率	放大倍数刻度0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.5	
	8-65X	
底座	SZ2-ST标准底座	
	荧光专用板M-FL	

广州市明美光电技术有限公司

Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co. Ltd

公司地址: 广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话: 020-38250606/38262481 / QQ: 505506350

网址: www.mshot.com / 邮箱: mmshot@188.com / 服务热线: 400-880-1910



任何规格和外观的改变，恕不另行通知。