

广州明美数码显微成像产品价格目表

型号及品名	厂家	性能描述	市场价(元)
MD10 显微成像系统	明美	130万像素, 1/2英寸逐行扫描传感器, USB2.0接口, 15fps。	4500.00
MD20 显微成像系统	明美	500万静态像素, 200万动态像素, 1/2英寸逐行扫描传感器, USB2.0接口, 10fps。	8000.00
MD30 显微成像系统	明美	300万像素, 1/2英寸逐行扫描传感器, USB2.0接口, 12fps。	9500.00
MD50 显微成像系统	明美	500万像素, 1/2.5英寸逐行扫描传感器, USB2.0接口, 12fps。	14800.00
MD90 显微成像系统	明美	900万像素, 1/2.3英寸逐行扫描传感器, USB2.0接口, 9fps。	22000.00
MC15 显微成像系统	明美	140万像素, 彩色/黑白 CCD, 1/2英寸逐行扫描传感器, USB2.0接口, 7.5fps。	18000.00
MC20 显微成像系统	明美	SONY ICX285 彩色逐行 2/3英寸冷 CCD, 1360×1024(15FPS) 标准 USB2.0接口, 带驱动及 MS 软件	42000.00
ME11 数码生物显微镜	明美	数码生物显微镜, 4X、10X、40X、100X 平场消色差物镜和 10X 大视野目镜, 卤素灯照明: 6V20W, 亮度可调, 130万像素数码成像装置。	9800.00
ME21 数码生物显微镜	明美	数码显微镜, 奥林巴斯 CX2 显微镜主机, 4X、10X、40X、100X 无限远平场消色差, 300万像素, USB2.0 高速接口数码成像装置, 6V/20W 卤素灯, 柯拉照明。	22000.00
ME31 数码金相显微镜	明美	数码透反射金相显微镜, 5X、10X、40X 平场消色差物镜、大视野目镜, 偏光装置, 300万像素数码成像装置。	25000.00
ME41 数码倒置显微镜	明美	数码倒置显微镜, 10X、25X、40X 长工作距平场相衬物镜, 6V/20W 卤素灯, 柯拉照明, 200万动态像素, USB2.0 高速接口数码成像装置。	28000.00
ME51 数码偏光显微镜	明美	数码透反射偏光显微镜, 4X, 10X、40X、60X 无应力偏光物镜, 500万像素数码成像装置, USB2.0 高速接口。	32000.00
ME61 数码体视显微镜	明美	数码体视显微镜, 变倍范围: 0.7X-4.5X, WF10X 目镜, 200万像素数码成像装置。	9000.00
ME10 大体标本成像仪	明美	操作简单实用, 包括图像采集, 调整, 测量, 各种图像变换等功能。完全满足教学及一般实验室使用。	12000.00
TV 1X C 型接口	明美	显微镜用 1 倍 C 型接口。	800.00
TV 0.5X C 型接口	明美	显微镜用 0.5 倍 C 型接口。	1800.00
ADU 相机适配器	明美	含 TV 1X C 型接口, 起到连接显微镜及数码相机的作用。	2800.00

温馨提示: 以上仅为市场统一报价, 欢迎来电咨询优惠价格!****

电话: 020-38250606 传真: 020-38262491 Email: sales@mshot.cn

QQ: 505506350 MSN: mshot@live.cn 网址: <http://www.mshot.com.cn>

广州明美数码显微镜*显微成像专家竭诚为您服务, 愿我们合作成功, 顺祝贵司生意兴隆!