

怎样购买 MSHOT 显微镜及付款方式

一、 购买 MSHOT 显微镜前期准备工作：

问题一：采购前应弄清楚您要观察的样品是什么？

因为显微镜是按功能来分类的，一般有偏光显微镜、金相显微镜、体视显微镜、生物显微镜、荧光显微镜等。而不同的功能显微镜用法也不同，像偏光显微镜主用应用于地质矿石研究，药物分析,观察齿、骨、头发及活细胞等的结晶内含物、神经纤维、动物肌肉、植物纤维等的结构细节，分析变性过程。金相显微镜主要应用于金属等多种不透明材料观察，鉴别和分析内部结构组织。适用于厂矿企业、高等院校及科研等部门。生物显微镜主要适用于医疗卫生领域及学校、科研单位进行医疗诊断、化验、教学、研究。所以说，在采购前应该弄清楚自己要观察的样品是什么，这样商家才能给您推荐到适用的显微镜。

问题二、预算大概多少？

因为显微镜有国产与进口之分，功能相同的情况下，目前进口显微镜一般比国产的贵，如果本身预算不高的，也可以考虑国产显微镜。其实现在很多国产显微镜在光学性能方面也有了很大提高，如果不是应用在很高级的研究上，国产显微镜也可以满足要求。

问题三、是否需要数码成像装置？

因为现在数码显微镜成为显微镜行业中一个大卖点了，它可以实现在电脑中同步预览，并且可以保存显微图片在电脑中，并可以对这些显微图片进行修改、编辑等，这样对显微镜使用者就有很大的帮助。一般情况下，我们都还是建议选配数码成像装置这一部分。

问题四、想要达到什么样的效果？如要放大多少倍等。

现在很多企业在产品质测方面都会应用到显微镜，但是显微镜销售人员不一定都了解客户的产品。所以，采购者可以跟供应商提出自己的要求，如放大多少倍，可以看到产品表面裂纹的，或是需要看到产品里面结构等等一些要求，即是需要达到怎样的效果。

问题五、想得到什么样的附带服务？

显微镜行业很讲究技术服务，售前售后服务一定要到位，要不，对于显微镜购买者来说将是一个很头痛的问题。还有如交货期、付款方式、是否安装等相关服务条款都是值得说明的问题。

二、 广州明美付款方式：

1、我们可以接受的付款方式有：

- (1) 现金支付 (2) 银行现金汇款与转账 (3) 支票支付

一般情况下，所有货款都实行款到发货，如特殊情况则特别处理。

2、如需要通过私人账户付款的客户，我司可提供银行账号有：

- (1) 中国农业银行 (2) 中国建设银行 (3) 中国工商银行 (4) 中国银行等等

签合同同时付款前请与我司相关业务人员确认银行账号，选择您最方便的付款方式。

3、我司公司账号相关资料如下：

开户行：中国农业银行广州市东山支行

帐号：44030501040004930

广州市中山大道天河软件园华景园区 A 栋 4 楼南 422-424 邮编：510630

最后愿我们合作愉快！愿贵司/单位一切工作都顺利。