

MshOt 明美

大体组织标本成像仪



广州市明美光电技术有限公司

- ★ 自动聚焦数码成像设备；
- ★ 大体标本拍摄，法医物证拍摄；古玩鉴定、
- ★ 防伪检测、工业维修的升级产品；
- ★ 500万动态像素， USB2.0连接，多人同时分享高清画面；
- ★ 图像可直接在电脑上预览、存储、测量；
- ★ 最小2cm工作距离，超大景深；



基本参数

图像传感器	OmniVision 1/4" 彩色图像传感器
像素尺寸	1.4 μm $\times$ 1.4 μm
光谱响应	400 nm -1000nm
灵敏度	600m V/Lux—sec
扫描方式	逐行扫描
分辨率	2592 $\times$ 1944 (15fps) , 2048 $\times$ 1536 (15fps) , 1920 $\times$ 1080(23fps) , 1600 $\times$ 1200 (15fps), 1280 $\times$ 720(20fps)
工作距离	2CM- ∞
镜头视角	57°
白平衡	自动白平衡 / 手动白平衡
曝光功能	手动曝光 / 自动曝光
图像输出	MJPEG/YUY2
电源	USB供电, 5V
动态范围	50dB
可编程控制	图像尺寸、质量、亮度、增益、对比度、饱和度、清晰度、伽马值、焦点
工作温度	0-50°C



广州市明美光电技术有限公司

地址：广州市天河区华观路1933号万科云A栋506

 www.mshot.com

 400-880-1910