

MshOt 明美

显微成像系统解决方案

活细胞成像仪



活细胞成像仪

活细胞成像仪是一台适合小规模细胞培养的小巧轻便成像设备，适合放在超净工作台使用，它采用WiFi相机无线连接，可以适配电脑、手机、平板等多种终端设备，标配明场和相差两种观察方式。

- 小巧轻便，适合放在超净工作台
- 标配明场和相衬两种观察方式
- 可选电动XYZ三轴，实现自动对焦
- WiFi相机无线连接，多终端适配
- 可选三通道LED荧光实现荧光观察
- 可选3个物镜实现不同观察需要






标准版



基础版

拍摄图



技术参数

活细胞成像仪							
产品性能参数	物镜	物镜倍数	观察方式	荧光	成像	载物台	外观尺寸（MM）
基础版	1个	10X	明场/相衬	无	WiFi相机(手动对焦) 2592x1944@30fps	一体式平台 选配XY移动机构	195x174x151
标准版	3个	4X/10X/20X	明场/相衬/荧光	三通道	高灵敏度WiFi相机 1920x1080@30fps	一体式平台，自动对焦 选配XY移动机构	296x260x220



广州市明美光电技术有限公司
Guangzhou Micro-shot Technology Co.,Ltd
地址：广州市天河区华观路1933号万科云A栋506
网址：www.mshot.com 电话：020-38250606